



Bio Gen Active® Multirent Golv&Vägg

Bio Gen Active® Multirent Golv&Vägg är ett all- och grovrengöringsmedel som rengör både golv och väggar, maskiner, rostfria ytor och arbetsytor. Produkten är mild mot människa, material och miljö. Bio Gen Active® Multirent Golv&Vägg innehåller Bio Gen Active®, ett unikt miljö- och hälsioptimerat substrat baserat på fermenterad vassle.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Bio Gen Active® Multirent Golv&Vägg är ett effektivt all- och grovrengöringsmedel för institutionell rengöring i storkök, livsmedelsaffärer etc. Den är passande för rengöring av golv, väggar och maskiner, arbetsbänkar, rostfria ytor etc.

Typiska applikationer

- Golv och väggar
- Maskiner
- Arbetsytor
- Rostfria ytor

Typer av beläggningar

- Olika slags smuts
- Fetter

BRUKSANVISNING

Ni kan använda olika metoder för att applicera Bio Gen Active® Multirent Golv&Vägg på ytan som ska rengöras. Automatisk dosering med utläggare eller manuellt med hjälp av mopp, trasa eller duk. För normal nedsmutsning använd en del Bio Gen Active® Multirent Golv&Vägg till tvåhundra delar vatten, 1:200. 50 ml till 10 l vatten.

Golv: Använd utläggare eller mopp för att applicera brukslösningen på golvet. Bearbeta ytan med en skrapa, spola av med vatten och för ner i golvbrunn.

Andra ytor: Applicera brukslösningen med hjälp av mopp, trasa eller duk. Torka av eller skölj med vatten.

OBS: Rör om eller homogenisera produkten på annat sätt före användning.

MATERIALPÅVERKAN

Bio Gen Active® Multirent Golv&Vägg påverkar inte metall och kan användas på ytor av aluminium, mässing, glas och plast.

HÄLSA OCH MILJÖ

Bio Gen Active® Multirent Golv&Vägg är mild mot huden. Het vätska ska hanteras varsamt med tanke på risken för brännskador.

Den koncentrerade rengöringsprodukten är klassad som WGK 2, enligt gällande giftlagstiftning för vatten i Tyskland, på grund av innehållet av tensider. För rekommenderad brukslösning är WGK 1.

AVFALLSHANTERING

Brukslösningen av produkten är inte farligt avfall. Beroende på vad som rengjorts kan dock en använd rengöringsvätska klassificeras som farligt avfall. Sådant avfall ska hanteras enligt myndigheters bestämmelser för den aktuella typen av avfall.

Förpackningen är tillverkad av PEHD-plast, och kan material- och energiåtervinnas. Den ska sorteras som hårdplast. Invekta Green AB är registrerad hos REPA-registret för omhändertagande av tömda förpackningar.

TRANSPORT OCH FÖRVARING

Det föreligger inga transportrestriktioner.

Rekommenderad temp. vid förvaring: från 0°C till 30°C.

SPECIFIKATION

Innehåll:	Bio Gen Active®, tensider
pH:	9,7±0,3
Densitet:	1,0 kg/l
Bäst-före-datum:	Oöppnad förpackning 3 år (från tillverkningsdatum)
Förpackningsstorlekar:	1000 l IBC, 200 l fat, 25 l dunk och 5 l dunk



Version SE 0911.3

TILLVERKAD AV

Invekta Green AB, Sågv. 9, 840 50 Gällö
Tel: +46 (0) 693 66 12 10
Fax: +46 (0) 693 206 49
E-mail: info@biogenactive.com
>> www.biogenactive.com

